

Impra™ Carboflo

Prótesis Vasculares.

Ficha técnica

Nombre

Prótesis vascular Impra Carboflo™

Indicación

Las prótesis Impra Carboflo™ de PTFEe en configuraciones recta, cónica, cónica corta, escalonada, están indicadas para el uso como conductos arteriovenosos subcutáneos para el acceso sanguíneo, el bypass o la reconstrucción de los vasos sanguíneos arteriales periféricos.

Las configuraciones cónicas, cónica corta y escalonada pueden minimizar el riesgo de síndrome de robo y de gasto cardíaco elevado. Las

Descripción

Las prótesis vasculares Impra Carboflo™ están hechas de politetrafluoretileno expandido (PTFEe). Las prótesis vasculares Impra Carboflo™, de PTFEe también contienen carbono impregnado en las secciones interiores de las paredes de la prótesis.

Contraindicaciones

Ninguna conocida.

Presentación comercial

Empaque individual.

Catálogo	Descripción
10S04C	Injerto - Recto 4mm X 10cm
40S05C	Injerto - Recto 5mm X 40cm
50S06C	Injerto - Recto 6mm X 50cm
50S07C	Injerto - Recto 7mm X 50cm
70S07C	Injerto - Recto 7mm X 70cm
70S08C	Injerto - Recto 8mm X 70cm
80S08C	Injerto - Recto 8mm X 80cm
F5006C	Injerto - Recto - Anillado 6mm X 50cm
F8008C	Injerto - Recto - Anillado 8mm X 80cm
F8006TWSC	Injerto - Anillado - pared delgada 6mm X 80cm
F70T74TSC	Injerto - Anillado - Cónico 7-4mm X 70cm
F70T85TSC	Injerto - Anillado - Cónico 8-5mm X 70cm

País de comercialización	Colombia	Perú	Ecuador
Clasificación de Riesgo	IIB	III	IV
Registro Sanitario	INVIMA 2018DM-0000732-R1 Fecha de vencimiento: 30/05/2028	DM7500E Fecha de vencimiento 05/03/2030	18721-DME-0525 Fecha de vencimiento: 23/05/2030
Titular	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A - SUCURSAL PERU	BECTON DICKINSON AND COMPANY ("BD"), NEW JERSEY - ESTADOS UNIDOS
Almacenamiento	Almacenar en un entorno seco a temperatura ambiente. No exponer el producto a temperaturas superiores a 40°C (104°F). Este dispositivo es para un solo uso exclusivamente. No usar si el envase está abierto o dañado.		
Especificaciones de calidad	ISO 13485; EN ISO 14630; EN/ISO 11607-1; MEDDEV 2.7.1; EN ISO 14971; EN ISO 14630; BS EN 980; EN ISO 14630; EN ISO 10993-1 :2003; EN ISO 11 137-1 :2006		

Referencias:

- Instrucciones de uso IFU Impra Carboflo™ Becton Dickinson 2025

