

LifeStream™

Stent recubierto vascular expandible mediante balón

Ficha técnica

Nombre

Stent recubierto vascular expandible mediante balón

Indicación

El stent recubierto vascular expandible mediante balón LifeStream™ está indicado para el tratamiento de lesiones ateroscleróticas en las arterias ilíacas primitivas y externas.

Descripción

El stent recubierto vascular expandible mediante balón LifeStream™ consiste en un stent electropulido expandible mediante balón, fabricado en acero inoxidable 316 L y encapsulado entre dos capas de ePTFE (politetrafluoroetileno expandido).

El stent recubierto se suministra premontado en un sistema de colocación a través de alambre con un Balón no distensible.

El cuerpo del balón cuenta con dos marcadores radiopacos que indican la longitud del balón y los extremos del stent recubierto, ayudando así a colocar con precisión el stent recubierto. La porción proximal del sistema endovascular incluye un conector luer lock hembra de inflado y un conector luer lock hembra para la guía.

Contraindicaciones

El stent recubierto vascular expandible mediante balón LifeStream™ está contraindicado en los casos siguientes:

- Pacientes con trastornos hemorrágicos no corregidos.

- Pacientes a los que no se pueda administrar el tratamiento recomendado antiplaquetario y/o anticoagulante.
- Pacientes en los que se considere que existen lesiones que impiden la expansión completa del implante conforme a la morfología de la lesión, la angiografía diagnóstica y/o la respuesta de la lesión durante la predilatación.
- Lesiones en las que el diámetro de la luz posterior a la angioplastia con balón sea insuficiente para permitir el paso del sistema endovascular.
- Lesiones con una ubicación expuesta a la compresión externa.

Presentación comercial

Empaque individual.

Catálogo	Descripción
LSM1350526	LifeStream Stent - 5mm x 26mm
LSM1350537	LifeStream Stent - 5mm x 37mm
LSM1350626	LifeStream Stent - 6mm x 26mm
LSM1350637	LifeStream Stent - 6mm x 37mm
LSM1350658	LifeStream Stent - 6mm x 58mm
LSM1350726	LifeStream Stent - 7mm x 26mm
LSM1350737	LifeStream Stent - 7mm x 37mm
LSM1350758	LifeStream Stent - 7mm x 58mm
LSM1350826	LifeStream Stent - 8mm x 26mm
LSM1350837	LifeStream Stent - 8mm x 37mm
LSM1350858	LifeStream Stent - 8mm x 58mm
LSM1350938	LifeStream Stent - 9mm x 38mm
LSM1350958	LifeStream Stent - 9mm x 58mm
LSM1351038	LifeStream Stent - 10mm x 38mm
LSM1351058	LifeStream Stent - 10mm x 58mm
LSM1351238	LifeStream Stent - 12mm x 38mm
LSM1351258	LifeStream Stent - 12mm x 58mm

Referencias:

- Instrucciones de uso IFU LifeStream™ Becton Dickinson 2025

Aspectos técnicos

País de comercialización	Colombia	Perú	Ecuador
Clasificación de Riesgo	IIB	III	IV
Registro Sanitario	INVIMA 2015DM-0013698 Fecha de vencimiento: 29/09/2025	DM18576E Fecha de vencimiento 07/02/2030	18720-DME-0525 Fecha de vencimiento: 23/05/2030
Titular	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA	BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A - SUCURSAL PERU	BECTON DICKINSON AND COMPANY ("BD"), NEW JERSEY - ESTADOS UNIDOS



Referencias:

- Instrucciones de uso IFU LifeStream™ Becton Dickinson 2025