



MANIOBRABILIDAD Y SOPORTE .035

Coloque e intercambie dispositivos con y confianza.



Propósito y soporte

- Facilita la colocación e intercambio de dispositivos de intervención durante los procedimientos
- Soporte de alambre .035 con punta suave y atraumática
- La respuesta de torsión 1:1 proporciona una dirección excepcional
- Revestimiento hidrofóbico para reducir la fricción
- Longitudes de alambre de 145 cm, 190 cm y 300 cm

Eficiencia

- Reduce los intercambios múltiples de alambres .035 durante el procedimiento
- Facilita la colocación de catéteres para intervenciones de diagnóstico y de abordaje contralateral.





Hi-Torque Supra Core

ALAMBRES GUÍA .035 ESPECIALIZADOS

.035 | ALAMBRE GUÍA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE STOCK	TAMAÑO DE ALAMBRE (in)	LONGITUD DE ALAMBRE (cm)	PUNTA
Hi-Torque Supra Core .035 145 cm	1002703	0,035	145	Recta
Hi-Torque Supra Core .035 190 cm	1002703-01	0,035	190	Recta
Hi-Torque Supra Core .035 300 cm	1002703-02	0,035	300	Recta

Precaución: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es importante leer detenidamente las Instrucciones de Uso de este dispositivo contenidas en el empaque del producto para información más detallada sobre las Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Complicaciones Potenciales asociadas al uso de este dispositivo.

La información contenida aquí es únicamente para su distribución fuera de los Estados Unidos, México y Brasil.

Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías. Fotografías en archivo de Abbott.

Abbott Vascular CALA

Rua Michigan 735, Sao Paulo, Brasil. 04566-905

TMHi-Torque Supra Core indica una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.

©2019 Abbott. Todos los derechos reservados.

SL-1006-05 08/2019

