


Cordis[™]

AVIATOR[™] Plus

Catéter Balón PTA .014"

Diseñado con una notable
capacidad de entrega y
cruzabilidad



AVIATOR™ PLUS

Catéter Balón 0.014" Intercambio rápido

ENTREGABILIDAD Y CRUZABILIDAD

El rendimiento de la capacidad de entrega es una combinación óptima de flexibilidad del catéter (eje y punta), capacidad de empuje y perfil de cruce.

- Balón de perfil ultra bajo con plisado y plegado optimizados
- Punta del catéter cónica para facilitar la entrada en las arterias periféricas y facilitar el cruce de lesiones estrechas



CAPACIDAD DE EMPUJE

- Eje diseñado para superar las anatomías más desafiantes

TRAKABILIDAD

- Para una transición suave de punta a la guía

RESISTENCIA A LA PRESIÓN

Tecnología de balón Cordis DURALYN™

- Distensibilidad controlada¹

¹ Consulte la tabla de cumplimiento incorporada con el producto para diámetros del Balón a presiones dadas

DISEÑO CON DOS MARCADORES RADIOPACOS PARA INDICAR LA SECCIÓN DE DILATACIÓN Y AYUDA EN LA COLOCACIÓN DE BALÓN

PARA INTERVENCIONES ENDOVASCULARES PERIFÉRICAS CAROTÍDEAS Y RENALES.

Inflado rápido tiempo inflado (promedio 3s) y desinflado (promedio 5s)⁴

Perfil de cruce bajo²

Punta flexible


Compatible con Introdutor de 4F³

- Rango de diámetro del Balón: 4 - 7 mm
- Presión nominal de rotura: hasta 14 atm
- Diámetro del eje: 3.3 F
- Longitud útil del catéter: 142 cm
- Compatible con guía 0.014"

² tamaños de 4 y 4,5 mm

³ tamaños de 7 mm son 5F

⁴ datos de Cordis 2007 archivados



AVIATOR™ PLUS

Catéter Balón 0.014" Intercambio rápido

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Balón OD x Longitud (mm x cm)	Presión nominal (atm)	Presión nominal de rotura (atm)	Ajuste de la funda (F)	Ajuste del catéter guía (F)	Número de catálogo
4 x 1.5	10	14	4	6	424-4015 W
4 x 2	10	14	4	6	424-4020 W
4 x 3	10	14	4	6	424-4030 W
4 x 4	10	14	4	6	424-4040 W
4.5 x 1.5	10	14	4	6	424-4515 W
4.5 x 2	10	14	4	6	424-4520 W
4.5 x 3	10	14	4	6	424-4530 W
4.5 x 4	10	14	4	6	424-4540 W
5 x 1.5	10	14	4	6	424-5015 W
5 x 2	10	14	4	6	424-5020 W
5 x 3	10	14	4	6	424-5030 W
5 x 4	10	14	4	6	424-5040 W
5.5 x 1.5	10	14	4	6	424-5515 W
5.5 x 2	10	14	4	6	424-5520 W
5.5 x 3	10	14	4	6	424-5530 W
5.5 x 4	10	14	4	6	424-5540 W
6 x 1.5	10	14	4	6	424-6015 W
6 x 2	10	14	4	6	424-6020 W
6 x 3	10	14	4	6	424-6030 W
6 x 4	10	14	4	6	424-6040 W
7 x 1.5	10	12	5	6	424-7015 W
7 x 2	10	12	5	6	424-7020 W
7 x 3	10	12	5	6	424-7030 W
7 x 4	10	12	5	6	424-7040 W

Solo para profesionales de la salud.

Información importante: antes de su uso, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para conocer las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.

Comuníquese con su representante de Cordis para obtener información adicional sobre la disponibilidad de productos. CORDIS, el LOGOTIPO de Cordis, DURALYN y AVIATOR son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en EE. UU. y/o en otros países.

© 2023 Cordis. Reservados todos los derechos. 100625022 03/2023