

# Catéteres para Diagnóstico

Informaciones Generales	80
Técnicas en la Coronaria Izquierda	84
Técnicas en la Coronaria Derecha	85
Técnica de Multipropósito	87
Técnicas Radiales / Braquiales	89
Revascularización Coronaria (Bypass)	91
Catéteres Ventriculares y Cardíacos	92
Empaques Múltiples para Diagnóstico	94
PRIMO PACS™ para Diagnóstico	96
CORPACS® para Diagnóstico	97
Doble Empaque para Diagnóstico	99
Catéteres Especiales / Diseños Cambiados	99



Técnicas en la Coronaria Izquierda

Técnicas en la Coronaria Derecha

Técnica Multipropósito

Técnica Radial/ Braquial

Revascularización Coronaria (Bypass)

Catéteres Ventriculares y Cardíacos

Empaques Múltiples para Diagnóstico

PRIMO PACS™ para Diagnóstico

CORPACS® para Diagnóstico

Doble Empaque para Diagnóstico

Catéteres Especiales / Diseños Cambiados

# Catéteres para Diagnóstico

Cordis estableció el estándar en catéteres para diagnóstico, cumpliendo con todos los requisitos clínicos y proporcionando el máximo valor clínico. Cordis es sinónimo de una amplia variedad de catéteres para diagnóstico, fáciles de utilizar y para todos los procedimientos posibles.

## QUICK CARE 4F INFINITI®

- El menor sitio de punción:
- - 56% versus 6F
- - 36% versus 5F
- Mayor conforto del paciente
- Menor índice de complicaciones
- Movilización más rápida del paciente

## INFINITI®

- Respuesta directa
- Tecnología de pared fina
- Brite tip suave, atraumática
- Fabricada en nylon

## SUPERTORQUE® Plus

- Catéter número 1 en venta en el mundo todo
- Brite tip suave, atraumática
- Hecha en poliuretano

\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.

# Catéteres para Diagnóstico


## Informaciones Generales

	4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus
Límite de Presión (PSI)	1200	1200	1200
Tolerancia del Alambre Guía (0.0xx")	0.035" *	0.038"	0.038"
Número del catálogo	538-4xx	534-5xx	533-5xx
Flujo (ml/seg) 8cP en el Límite de Presión (catéter de 100 cm)			
- Selectivos	16.7	21.3	21.0
- Pigtails	16.6	19.8	18.5

	6F Infiniti®	6F SuperTorque® Plus	7F HIGHFLOW™
Límite de Presión (PSI)	1200	1200	1050
Tolerancia del Alambre Guía (0.0xx")	0.038"	0.038"	0.038"
Número del catálogo	534-6xx	533-6xx	527-7xx
Flujo (ml/seg) 8cP en el Límite de Presión (catéter de 100 cm)			
- Selectivos	35.0	24.3	32.0
- Pigtails	32.6	25.1	32.2


\* 0,038" para micro Loop Pigtail



- 1 El tamaño French del catéter, longitud (cm), presión máxima de inyección (psi) y diámetro del alambre guía (pul.) están estampados en la entrada (hub).

- 2 Cuerpo de acero inoxidable con alambre trenzado, envuelto en un material trombo-resistente.
- 3 Punta atraumática especial. La punta del catéter demuestra una magnífica retención de la forma, mayor estabilidad de posicionamiento y está fabricada en una mezcla especial de material suave y atraumático. Todos los catéteres de paquete simple se suministran en 5 unidades por caja, salvo que se establezca de otra manera.


### Codificación de colores de la entrada (hub) del catéter:



# Catéteres para Diagnóstico


## Informaciones Generales

### TÉCNICA JUDKINS CORONARIA IZQUIERDA



JL 3.5 JL 4 JL 4.5 JL 5 JL 6 JL 7

### TÉCNICA AMPLATZ CORONARIA IZQUIERDA




AL I AL II AL III

### TÉCNICA JUDKINS CORONARIA DERECHA



JR 3.5 JR 4 JR 4 MOD JR 5 JR 5 MOD JR 6

### TÉCNICA AMPLATZ CORONARIA DERECHA MODIFICADA



AR MOD AR I MOD AR II MOD

### TÉCNICA WILLIAMS DC



3 DRC

### TÉCNICA NOTO CORONARIA DERECHA



SRC

# Catéteres para Diagnóstico

## Informaciones Generales

### TÉCNICA MULTIPROPÓSITO A COURNAND




MPA 1

### MULTIPROPÓSITO



MPA 2 (I)



MPA 2



MPB 2

### MULTIPROPÓSITO B GENSINI



MPB 3

### TÉCNICA SONES



SON I



SON II



SON III

### TÉCNICA CASTILLO



CAS I



CAS II




CAS III

### TÉCNICA BARBEAU



Barbeau

### TRANSRADIAL



RBL 4.0



RBL 5.0



Tilon



RBL  
modificado

# Catéteres para Diagnóstico

## Informaciones Generales

### TÉCNICA EL GAMAL



EGB I EGB II

### TÉCNICAS BYPASS CORONARIO




LCB RCB IM IM MOD  
Bartorelli-  
Cozzi

### PIGTAIL VENTRICULAR




PIG

### PIGTAIL VENTRICULAR CON ÁNGULO: TÉCNICA DE VAN TASS



PIG 145° PIG 155°

### N.I.H.



N.I.H.

# Catéteres para Diagnóstico

Técnicas en la Coronaria Izquierda



## TÉCNICA JUDKINS CORONARIA IZQUIERDA (100 cm)

- Para introducción percutánea y guía de los catéteres angiográficos
- Unidades en cada Empaque: 5

			4F	5F	5.2F	6F	6F	7F
			Quick Care Infiniti®	Infiniti®	SuperTorque® Plus	SuperTorque® Plus	Infiniti®	HIGHFLOW™
JL 3.5	Judkins Izquierdo 3.5		538-418	534-518T	533-551	533-618	534-618T	527-718
JL 3.5 (125 cm)	Judkins Izquierdo 3.5, 125 cm					SR4990*		
JL 4	Judkins Izquierdo 4		538-420	534-520T	533-553	533-620	534-620T	527-720
JL 4 (125 cm)	Judkins Izquierdo 4, 125 cm		SRD5217*	SRD6620*	SR4690*	SRD5918*	534-614T	SRD6743*
JL 4.5	Judkins Izquierdo 4.5		538-417	534-517T	533-527	533-627	534-617T	
JL 4.5 (125 cm)	Judkins Izquierdo 4.5, 125 cm					SRD6018*		
JL 5	Judkins Izquierdo 5		538-422	534-522T	533-559	533-622	534-622T	527-722
JL 5 (125 cm)	Judkins Izquierdo 5, 125 cm		SRD6941*	SR4778*	SR5004*	SRD5945*	SRD5106*	SR2169*
JL 6	Judkins Izquierdo 6		538-424	534-524T	533-561	533-624	534-624T	527-724
JL 6 (125 cm)	Judkins Izquierdo 6, 125 cm		SRD5589*	SRD7030*	SR2889*	SRD6828*	SRD6637*	SR2547*
JL 7 (125 cm)	Judkins Izquierdo 7, 125 cm			SRD6098*		SR4402*		SR4708*



## TÉCNICA AMPLATZ CORONARIA IZQUIERDA (100 cm)

			4F	5F	5.2F	6F	6F	7F
			Quick Care Infiniti®	Infiniti®	SuperTorque® Plus	SuperTorque® Plus	Infiniti®	HIGHFLOW™
AL I	Amplatz Izquierdo I		538-445	534-545T	533-540	533-645	534-645T	527-740
AL I (125 cm)	Amplatz Izquierdo 1, 125 cm			SRD5566*	SR3734*	SR3349*	SRD5554*	SRD6823*
AL I 12SH (125 cm)	Amplatz Izquierdo 1, 125 cm, 12 agujeros laterales				SRD5065*			
AL II	Amplatz Izquierdo II		538-446	534-546T	533-542	533-646	534-646T	527-741
AL II (125 cm)	Amplatz Izquierdo 2, 125 cm		SRD6038*	SR4982*	SR3008*	SR3708*		SR3888*
AL II SH (125 cm)	Amplatz Izquierdo 2, 125 cm, 2 agujeros laterales				SR4784*			
AL II 12SH (125 cm)	Amplatz Izquierdo 2, 125 cm, 12 agujeros laterales						SRD5440*	
AL III	Amplatz Izquierdo III		538-447	534-547T	533-544	533-647	534-647T	
AL III (125 cm)	Amplatz Izquierdo 3, 125 cm			SRD5286*	SR3957*	SR3709*	SRD6636*	SR4057*



\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.

# Catéteres para Diagnóstico

## Técnicas en la Coronaria Derecha



### TÉCNICA JUDKINS CORONARIA DERECHA (100 cm)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
JR 3.5	Judkins Derecho 3.5	538-419	534-519T	533-550	533-619	534-619T	527-719
JR 3.5 (125 cm)	Judkins Derecho 3.5, 125 cm			SR2755*		SRD6638*	
JR 4	Judkins Derecho 4	538-421	534-521T	533-552	533-621	534-621T	527-721
JR 4 (125 cm)	Judkins Derecho 4, 125 cm	SRD5216*	SRD6604*	533-565	SR3757*	534-615T	
JR 4 Classic	Judkins Derecho 4 Classic, 100 cm				533-687		
JR 4 RECESSED BRAID	Judkins Derecho 4 Trenzado Rebajado				533-689		
JR 4 MOD	Judkins Derecho 4 Modificada	538-428	534-528T	533-528	533-628	534-628T	
JR 4 ST	Judkins Derecho 4 Punta Corta	538-427	534-527T	533-563	533-626	534-627T	
JR 5	Judkins Derecho 5	538-423	534-523T	533-558	533-623	534-623T	527-723
JR 5 (125 cm)	Judkins Derecho 5, 125 cm		SR4777*	SR5005*	SR3471*		SR2170*
JR 5 MOD	Judkins Derecho 5 Modificada					534-629T	
JR 6	Judkins Derecho 6	538-425	534-525T	533-560	533-625	534-625T	
JR 6 (125 cm)	Judkins Derecho 6, 125 cm		SR4780*	SR2888*	SR3465*		SR2546*



### TÉCNICA AMPLATZ CORONARIA DERECHA MODIFICADA (100 cm)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
AR MOD	Amplatz Derecho Modificada	538-448	534-548T	533-554	533-648	534-648T	527-748
AR I MOD	Amplatz Derecho 1 Modificada	538-441	534-541T		533-641	534-641T	
AR II MOD	Amplatz Derecho 2 Modificada	538-443	534-543T		533-643	534-643T	



\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.



# Catéteres para Diagnóstico

## Técnicas en la Coronaria Derecha



### CURVAS DE EXTRA BACK-UP CORONARIA DERECHA - TÉCNICA DE WILLIAMS

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
3 DRC	Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	534-576T	533-576	533-676	534-676T		
3 DRC (125 cm)	Coronaria Derecha 3 Dimensional, 125 cm	SRD6699*	SRD6842*					



3 DRC

### TÉCNICA NOTO CORONARIA DERECHA (100 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
SRC	Coronaria Derecha N.	538-474	534-574T			534-674T		



SRC

\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.

Técnicas en la Coronaria Izquierda	Técnicas en la Coronaria Derecha	Técnica Multipropósito	Técnica Radial/ Braquial	Revascularización Coronaria (Bypass)	Catéteres Ventriculares y Cardíacos	Empaques Múltiples para Diagnóstico	PRIMO-PACS™ para Diagnóstico	CoRPACS® para Diagnóstico	Doble Empaque para Diagnóstico	Catéteres Especiales / Diseños Cambiados		
------------------------------------	----------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

# Catéteres para Diagnóstico

## Técnica de Multipropósito



### MULTIPROPÓSITO A - TÉCNICA DE COURNAND (EXTREMIDAD ABIERTA, SIN AGUJEROS LATERALES)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
MPA 1 (80 cm)	Multipropósito A, 80 cm			533-579	533-633		
MPA 1	Multipropósito A Cournand, 100 cm			533-578	533-640		527-784
MPA 1 (125 cm)	Multipropósito A, 125 cm				533-667		527-733

MPA 1

### MULTIPROPÓSITO A - CURVA PEDIÁTRICA (EXTREMIDAD ABIERTA, 2 AGUJEROS LATERALES)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
MPA 2 (I) SH (65 cm)	Multipropósito A-2, 65 cm 2 agujeros laterales	538-440	534-540T				
MPA 2 (I) SH (80 cm)	Multipropósito A-2, 80 cm 2 agujeros laterales	538-449	534-549T				
MPA 2 (I) SH	Multipropósito A-2, 100 cm 2 agujeros laterales	538-442		533-556			
MPA 2 (I) SH (125 cm)	Multipropósito A-2, 125 cm 2 agujeros laterales	538-444		533-557			

MPA 2 (I)

### MULTIPROPÓSITO A - CURVA ADULTA (EXTREMIDAD ABIERTA, 2 AGUJEROS LATERALES)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
MPA 2 SH (65 cm)	Multipropósito A-2, 65 cm 2 agujeros laterales			533-562			
MPA 2 SH (80 cm)	Multipropósito A-2, 80 cm 2 agujeros laterales			533-532	533-629		
MPA 2 SH	Multipropósito A-2, 100 cm 2 agujeros laterales		534-542T	533-582	533-642	534-642T	527-742
MPA 2 SH (125 cm)	Multipropósito A-2, 125 cm 2 agujeros laterales		534-544T	533-587	533-644	534-644T	527-787

MPA 2

# Catéteres para Diagnóstico

## Técnica de Multipropósito



### MULTIPROPÓSITO B - (EXTREMIDAD ABIERTA, 2 AGUJEROS LATERALES, 100 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
MPB 2	Multipropósito B-2			534-539T		533-649	534-649T	



MPB 2

### MULTIPROPÓSITO B - TÉCNICA DE GENSINI (EXTREMIDAD ABIERTA, 6 AGUJEROS LATERALES, 100 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
MPB 3	Multipropósito B Gensini					533-634		



MPB 3

# Catéteres para Diagnóstico

## Técnicas Radiales / Braquiales

### TÉCNICA SONES

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
SON I SH (80 cm)	Sones I, 80 cm 2 agujeros laterales		534-530T				
SON I	Sones I, 100 cm		534-562T		533-630	534-635T	
SON I.5	Sones I.5, 100 cm		534-564T				
SON II (80 cm)	Sones II, 80 cm			533-531			
SON II SH (80 cm)	Sones II, 80 cm 2 agujeros laterales		534-531T				
SON II	Sones II, 100 cm				533-631	534-637T	
SON III	Sones III, 100 cm				533-632		



SON I



SON II



SON III

### TÉCNICA CASTILLO (80 cm)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
CAS I	Castillo I, 100 cm			533-584	533-684		
CAS II (80 cm)	Castillo II, 80 cm				533-682		
CAS II	Castillo II, 100 cm			533-585	533-685		
CAS III	Castillo III, 100 cm				533-686		



CAS I



CAS II



CAS III

# Catéteres para Diagnóstico

## Técnicas Radiales / Braquiales

### TÉCNICA DE BARBEAU

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
BARBEAU SH	Barbeau, 100 cm, 2 agujeros laterales		<b>534-578T</b>				
BARBEAU SH (125 cm)	Barbeau, 125 cm, 2 agujeros laterales		<b>SRD6000*</b>				



Barbeau

### RADIAL BI-LATERAL TECHNIQUE AND RADIAL/BRACHIAL (TILON)

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	5F TEMPO® AQUA**
RBL 4.0	RBL 4.0, 100 cm		<b>SRD7063</b>			<b>SRD7064</b>	<b>SRD7045</b>
RBL 4.0 SH	RBL 4.0, 100 cm, 2 agujeros laterales	<b>SRD7057</b>	<b>SRD7044</b>	<b>SRD7059</b>	<b>SRD7055</b>	<b>SRD7048</b>	
RBL 4.0 (110 cm)	RBL 4.0, 110 cm		<b>SRD7027*</b>				
RBL 4.5	RBL 4.5, 100 cm		<b>SRD7070*</b>		<b>SRD7071*</b>		
RBL 5.0	RBL 5.0, 100 cm		<b>SRD7065</b>			<b>SRD7066</b>	<b>SRD7047</b>
RBL 5.0 SH	RBL 5.0, 100 cm, 2 agujeros laterales	<b>SRD7058</b>	<b>SRD7046</b>	<b>SRD7060</b>	<b>SRD7056</b>	<b>SRD7049</b>	
RBL 5.0 (110 cm)	RBL 5.0, 110 cm		<b>SRD7026*</b>				
RBL modificado	RBL modificado / LEMAN, 100 cm			<b>SRD7050*</b>			
Radial / braquial (Tilon)	Radial / braquial (Tilon), 100 cm		<b>SRD6724*</b>		<b>SRD5757*</b>		



RBL 4.0



RBL 5.0



RBL MODIFICADO/LEMAN



RBMP/Tilon

\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos..

\*\* TEMPO® AQUA® Catéter para Diagnóstico con Revestimiento Hidrofílico:

- 1 unidad en cada empaque.
- Catéter para Diagnóstico con Revestimiento Hidrofílico para navegación en las vías más desafiantes, con lubricación y control.
- Cuerpo en nylon trenzado, Neon TIP (punta radiopaca llenado con tungsteno), entrada (hub) resistente al Lipiodol, compatibilidad con microcatéter, cuerpo distal revestido hidrofílicamente.

Técnicas en la Coronaria Izquierda	Técnicas en la Coronaria Derecha	Técnica Multipropósito	<b>Técnica Radial/ Braquial</b>	Revascularización Coronaria (Bypass)	Catéteres Ventriculares y Cardíacos	Empaques Múltiples para Diagnóstico	PRIMO PACS™ para Diagnóstico	CoRPACS® para Diagnóstico	Doble Empaque para Diagnóstico	Catéteres Especiales / Diseños Cambiados		
------------------------------------	----------------------------------	------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

# Catéteres para Diagnóstico

Revascularización Coronaria (Bypass)



## TÉCNICA DE EL GAMAL (100 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
EGB I	El Gamal I					533-637		
EGB II	El Gamal II					533-638		

EGB I	EGB II							

## TÉCNICAS DE BYPASS CORONARIO (100 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
LCB	Revascularización de la Arteria Coronaria Izquierda	538-472	534-572T	533-572	533-672	534-672T	527-772	
LCB (125 cm)	Revascularización de la Arteria Coronaria Izquierda, 125 cm				SRD6996*			
RCB	Revascularización de la Arteria Coronaria Derecha	538-470	534-570T	533-570	533-670	534-670T	527-770	
RCB (125 cm)	Revascularización de la Arteria Coronaria Derecha, 125 cm				SRD6997*			
IM	Mamaria Interna	538-460	534-560T	533-580	533-660	534-660T	527-760	
IM (125 cm)	Mamaria Interna, 125 cm				SRD6998*			
IM-MOD	Mamaria Interna modificada, Bartorelli Cozzi	SRD6666*		SRD5392*				

LCB	RCB	IM	IM-MOD Bartorelli-Cozzi					

\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.

# Catéteres para Diagnóstico

## Catéteres Ventriculares y Cardíacos



### PIGTAIL VENTRICULAR RECTO (110 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
	PIG 4SH	Pigtail Recto 4 agujeros laterales					533-650F	
	PIG 5SH	Pigtail Recto 5 agujeros laterales	538-451V					
	PIG 6SH	Pigtail Recto 6 agujeros laterales	538-450S*	534-550S	533-533	533-650S	534-650S	527-750S
	PIG 6SH (125 cm)	Pigtail Recto 6 agujeros laterales, 125 cm	SRD5406**	SRD5927**	SRD6064**	SR3279**	SRD5085**	SRD6665**
	PIG 8SH	Pigtail Recto 8 agujeros laterales	538-450E*	534-550E		533-650E	534-650E	527-750E
	PIG 12SH	Pigtail Recto 12 agujeros laterales						527-750
	PIG	Pigtail Recto 0 agujeros laterales				SRD6722**		

\* Micro Loop



PIG

### PIGTAIL VENTRICULAR CON ÁNGULO: TÉCNICA DE VAN TASSEL (110 cm)

			4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
	PIG 145° MOD 5SH	Pigtail con ángulo de 145° 5 agujeros laterales Modificado	538-457V					
	PIG 145° 6SH	Pigtail con ángulo de 145° 6 agujeros laterales		534-552S	533-534A	533-652S	534-652S	527-752S
	PIG 145° 6SH (125 cm)	Pigtail con ángulo de 145° 6 agujeros laterales, 125 cm	SRD5284**	SR4885**		SR3054**		SR3150**
	PIG 145° MOD 6SH	Pigtail con ángulo de 145° 6 agujeros laterales Modificado	538-453S*	534-553S	533-537S	533-653S		
	PIG 155° MOD 5SH	Pigtail con ángulo de 155° 5 agujeros laterales Modificado	538-459V					
	PIG 155° 6SH	Pigtail con ángulo de 155° 6 agujeros laterales		534-554S	533-533A	533-654S	534-654S	
	PIG 155° 6SH (125 cm)	Pigtail con ángulo de 155° 6 agujeros laterales, 125 cm		SRD5117**	SR3833**		SRD5109**	
	PIG 155° MOD 6SH	Pigtail con ángulo de 155° 6 agujeros laterales Modificado	538-455S*					
	PIG 155° 12SH	Pigtail con ángulo de 155° 12 agujeros laterales				533-655S		527-754

\* Micro Loop



PIG 145°



PIG 155°

\*\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos..

Técnicas en la Coronaria Izquierda	Técnicas en la Coronaria Derecha	Técnica Multipropósito	Técnica Radial/Braquial	Revascularización Coronaria (Bypass)	Catéteres Ventriculares y Cardíacos	Empaques Múltiples para Diagnóstico	PRIMO PACS™ para Diagnóstico	CoRPACS® para Diagnóstico	Doble Empaque para Diagnóstico	Catéteres Especiales / Diseños Cambiados		
------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--	--	--

# Catéteres para Diagnóstico

## Catéteres Ventriculares y Cardíacos



### N.I.H. CURVA PEDIÁTRICA

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
N.I.H. (65 cm)	N.I.H. 65 cm			533-525			
N.I.H. (80 cm)	N.I.H. 80 cm			533-535			
N.I.H.	N.I.H. 100 cm			533-545			



N.I.H.

### N.I.H. CURVA ADULTA

		4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®	7F HIGHFLOW™
N.I.H. (80 cm)	N.I.H. 80 cm				533-635		
N.I.H.	N.I.H. 100 cm				533-636		527-745



# Catéteres para Diagnóstico

## Empaques Múltiples para Diagnóstico



### LOS KITS CORDIS

#### La combinación ideal para:

- disminuir el desperdicio
- reducir el tiempo de configuración
- facilitar la colocación del pedido
- facilitar la gestión del inventario
- ahorrar espacio



MULTIPACK PRIMOPAC™ CORPAC®

3 Catéteres • • •

1 Introdutor de Catéter • •

1 Alambre Guía •

### Empaques Múltiples

- 3 catéteres JL, JR, PIG (Recto o Angulado 145°). Todos los números de catálogo con "CP" son kits montados mediante solicitud, plazo de entrega: 6-8 semanas
- Unidades en cada Empaque: 5

#### 4F Quick Care INFINITI®

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	538-420	538-493
Judkins Derecha 4	538-421	
145° 5 side holes Modified	538-457V	
Judkins Izquierda 4	538-420	538-494
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales modificado	538-455S	
Judkins Izquierda 4	538-420	538-498
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	538-450E	
Judkins Izquierda 4	538-420	538-499
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 5 agujeros laterales	538-451V	
Judkins Izquierda 4	538-420	CP0092
Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales modificado	538-453S	
Judkins Izquierda 4	538-420	CP0097
Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	538-450S	
Judkins Izquierda 4	538-420	CP0125
Amplatz Derecha Modificada	538-448	
Pigtail con ángulo 145° 5 agujeros laterales modificado	538-457V	

Judkins Izquierda 4	538-420	CP0221
Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	
Pigtail Recto 5 agujeros laterales	538-451V	
Judkins Izquierda 5	538-422	CP0421*
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 145° 8 agujeros laterales	538-450E	

#### 5F INFINITI®

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0066
Amplatz Derecha 2 Modificada	534-543T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0088
Judkins Derecha 4 Modificado	534-528T	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	534-550E	
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0152
Amplatz Derecha Modificada	534-548T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales modificado	534-553S	
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0171
Judkins Derecha 4	534-521T	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	534-550S	

Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0203
Judkins Derecha 4	534-521T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0207*
Coronaria Derecha 3 Dimensional	534-576T	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	534-550S	
Judkins Izquierda 4	534-520T	CP0208*
Coronaria Derecha 3 Dimensional	534-576T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	

\* 10 Unidades en cada Empaque

# Catéteres para Diagnóstico

## Empaques Múltiples para Diagnóstico



### ● 5.2F SUPERTORQUE® Plus

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-593</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-598</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>CP0174</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales	533-533A	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>CP0157*</b>
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
Coronaria Derecha 3 Dimensional	533-576	
Judkins Left 5	533-559	<b>CP0179</b>
Judkins Right 5	533-558	
Angled Pigtail 145° 6 side holes	533-534A	

Judkins Izquierda 5	533-559	<b>CP0313</b>
Judkins Derecha 5	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	

### ● 6F INFINITI®

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0008</b>
Judkins Derecha 4	534-621T	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	534-650E	
Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0210</b>
Judkins Derecha 4	534-621T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-652S	
Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0257</b>
Coronaria Derecha 3 Dimensional	534-676T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-652S	

### ● 6F SUPERTORQUE® Plus

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-693</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-698</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	533-650E	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>CP0038</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales	533-654S	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>CP0175</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-650S	

\* 10 Unidades en cada Empaque

# Catéteres para Diagnóstico

## PRIMOPACS™ para Diagnóstico



### PRIMOPACS™

- 3 catéteres JL4, JR4, PIG (S ó A 145°)
- 1 Introdutor de Catéter
- Todos los números de catálogo con "CP" son kits montados mediante solicitud, plazo de entrega: 6-8 semanas
- Unidades en cada Empaque: 10

#### ● 4F Quick Care INFINITI®

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-491P</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	538-450E	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-493P</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 145° 5 agujeros laterales Modificado	538-457V	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-494P</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales Modificado	538-455S	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-499P</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 5 agujeros laterales	538-451V	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>CP0242</b>
Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	
CATH 4F ST PIG 110 cm	532-413T	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	

\* con mini alambre guía

#### ● 5F INFINITI®

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0018</b>
Judkins Derecha 4	534-521T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0027</b>
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	534-550S	
Coronaria Derecha 3 Dimensional	534-576T	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0243</b>
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
Coronaria Derecha 3 Dimensional	534-576T	
AV + 5FR STD W/O	504-605A	
Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0250</b>
Amplatz Derecha 2 Modificada	534-543T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
5F Avanti+ 11 cm W/O	504-605A	

\* con mini alambre guía

#### ● 5.2F SUPERTORQUE® Plus

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-591P</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-593P</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Judkins Derecha 4	533-552	<b>CP0415**</b>
Judkins Izquierda 5	533-559	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	

\* con mini alambre guía

\*\* 5 Unidades en cada Empaque

#### ● 6F SUPERTORQUE® Plus

		Cat. N°
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-691P</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	533-650E	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-693P</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	

\* con mini alambre guía

# Catéteres para Diagnóstico

CORPACS® para Diagnóstico



## CORPACS®

- 3 Catéteres JL4, JR4, PIG (S ó A 145°)  
1 Introdutor de Catéter  
1 Alambre Guía: diámetro (pul), como indicado

- Todos los números de catálogo con "CP" son kits montados mediante solicitud, plazo de entrega: 6-8 semanas

- Unidades en cada Empaque: 10

### ● 4F Quick Care INFINITI®

	Cat. N°	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-492C</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	538-450E	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-493C</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 145° 5 agujeros laterales Modificado	538-457V	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-494C</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales Modificado	538-455S	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>538-499C</b>
Judkins Derecha 4	538-421	
Pigtail Recto 5 agujeros laterales	538-451V	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

Judkins Izquierda 4	538-420	<b>CP0156</b>
Judkins Derecha 4 Modificado	538-428	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	538-450E	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	538-420	<b>CP0248</b>
Pigtail con ángulo 155° 6 agujeros laterales Modificado	538-455S	
Coronaria Derecha 3 Dimensional	538-476	
4F Avanti+ 11 cm 0.035"	504-604X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

\* con mini alambre guía

### ● 5F INFINITI® Cat. N°

Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0032</b>
Judkins Derecha 4	534-521T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	
Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0035</b>
Judkins Derecha 4	534-521T	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

\* con mini alambre guía

Judkins Izquierda 4	534-520T	<b>CP0164</b>
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-552S	
Judkins Derecha 4	533-552	
AV + 5FR STD W/O	504-605A	
Emerald™ 0.035"	502-521	

### ● 5.2F SUPERTORQUE® Plus

	Cat. N°	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-591C</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-592C</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-593C</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	
Judkins Izquierda 4	533-553	<b>533-594C</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

Judkins Izquierda 4	533-553	<b>CP0165</b>
Coronaria Derecha 3 Dimensional	533-576	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
5F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-605X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

Judkins Izquierda 4	533-553	<b>CP0082</b>
Judkins Derecha 4	533-552	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-534A	
Needle 0.035" 19G 7.0	502-654	
Emerald™ 0.035" 1 mm Radio J	502-531	

Judkins Derecha 4	533-552	<b>CP0230</b>
Judkins Izquierda 4	533-553	
AV + 5FR STD W/O	504-605A	
Emerald™ 0.038"	502-520	

Judkins Derecha 4	533-552	<b>CP0245</b>
Judkins Izquierda 4	533-553	
Pigtail Recto 6 agujeros laterales	533-533	
AV + 5FR STD W/O	504-605A	
Emerald™ 0.035"	502-521	

\* con mini alambre guía

# Catéteres para Diagnóstico

CORPACS® para Diagnóstico



## 6F INFINITI®

Cat. N°

Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0031</b>
Judkins Derecha 4	534-621T	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	534-650E	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-652S	<b>CP0213</b>
Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0247</b>
Judkins Derecha 4	534-621T	
7F Avanti + 11 cm 0.038"	504-607X	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	534-652S	
Judkins Izquierda 4	534-620T	<b>CP0247</b>
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

\* con mini alambre guía

## 6F SUPERTORQUE® Plus

Cat. N°

Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-691C</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	533-650E	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-692C</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	533-650E	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-693C</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>533-694C</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	

\* con mini alambre guía

Judkins Izquierda 4	533-620	<b>CP0048</b>
Judkins Derecha 4	533-621	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035" 7 cm Curva en J	502-563	
Judkins Izquierda 4	533-620	<b>CP0094</b>
Pigtail Recto 8 agujeros laterales	533-650E	
Coronaria Derecha 3 Dimensional	533-676	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.035"	502-521	
Judkins Izquierda 5	533-622	<b>CP0306</b>
Judkins Derecha 5	533-623	
Pigtail con ángulo 145° 6 agujeros laterales	533-652S	
6F Avanti+ 11 cm 0.038"	504-606X*	
Emerald™ 0.038"	502-520	

\* con mini alambre guía

# Catéteres para Diagnóstico

## Doble Empaque para Diagnóstico



### DOBLE EMPAQUE

- 2 catéteres JL, JR/3DRC
- Todos los números de catálogo con "CP" son kits montados mediante solicitud, plazo de entrega: 6-8 semanas

### BI-PACK JL AND JR4/3DRC

	4F Quick Care Infiniti®	5F Infiniti®	5.2F SuperTorque® Plus	6F SuperTorque® Plus	6F Infiniti®
Número para pedido de Doble Empaque JL4/JR4, Unidades en cada	<b>CP0276</b> 538-420 and 538-421	<b>CP0278</b> 534-520T and 534-521T	<b>CP0280</b> 533-553 and 533-552	<b>CP0285</b> 533-620 and 533-621	<b>CP0281</b> 534-620T and 534-621T
Número para pedido de Doble Empaque JL4/3DRC, Unidades en cada Empaque: 3 Incluye códigos regulares		<b>CP0279</b> 534-520T and 534-576T			<b>CP0282</b> 534-620T and 534-676T
Número para pedido de Doble Empaque JL3.5/JR4, Unidades en cada Empaque: 5 Incluye códigos regulares included regular codes			<b>CP0417</b> 533-551 and 533-552		
Número para pedido de Doble Empaque JL4/JR4 + CSI +alambre CORPAC®, Unidades en cada Empaque: 10 Incluye códigos regulares		<b>CP0317</b> 534-520T; 534-521T; 502-521; 504-606X and 502-652			



### CATÉTERES ESPECIALES / DISEÑOS CAMBIADOS \*

#### Moldeando las posibilidades...

Para tratar una variedad de anatomías y ayudar a diagnosticar, con éxito, los pacientes de todas las edades y morfologías, Cordis puede producir catéteres que satisfagan sus necesidades específicas.

Posibilidades de modificación en todos los tamaños French:

- Forma
- Longitud
- Número de agujeros laterales
- Catéter para Diagnóstico con forma de Catéter Guía o viceversa

- Usted tiene la posibilidad de crear su propia forma o solicitar productos ya creados para los clientes. Por lo tanto, incluimos en esta sección algunas recomendaciones, como alambres guía de 125 cm.
- Para más información, le rogamos ponerse en contacto con su representante Cordis.

\* Por favor, observe que los catéteres estándares modificados se producirán mediante solicitud especial y están sujetos a plazos de entrega más largos y precios nuevos.