


Cordis EMERALD™

Guías



Pre-recubiertos

Pre-recubiertos:
Calidad Lubricidad
Desempeño

EMERALD™ Guías Regulares y
Amplatz Super Stiff

Cordis™

EMERALD™ Guías Rosen Extra Fuertes y Amplatz Súper Stiff Recubiertos de PTFE*

EMERALD™ Guías Amplatz SÚPER RÍGIDOS (.035")

Diámetro (pulgadas)	Longitud (cm)	Radio J (mm)	Código del Producto
PUNTA RECTA			
.035 Amplatz	150	–	502-726
.035 Amplatz	180	–	502-728

PUNTA CURVA J

.035 Amplatz	150	3	502-731
.035 Amplatz	180	3	502-733
.035 Amplatz	260	3	502-735


- Para entrada percutánea y guía de alto soporte para catéteres de angiografía
- Pre-coated PTFE
- 5 unidades por empaque

EMERALD™ Guías Rosen EXTRA FUERTES (.035")

Diámetro (pulgadas)	Longitud (cm)	Radio J (mm)	Código del Producto
PUNTA CURVA J			
.035 Rosen	180	1.5	502-717

- Punta atraumática
- Para entrada percutánea y guía de alto soporte para catéteres de angiografía
- 5 unidades por empaque

* Más configuraciones disponibles. Por favor consulte su Catálogo Cordis.



Solo para profesionales de la salud.

Información Importante: Antes de usar el producto, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimientos sugeridos, advertencias y precauciones. Como parte de su política continua de desarrollo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin notificación previa.

CORDIS, el LOGO de Cordis, EMERALD son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.