

SLEEK™ OTW

Catéter Balón .014"

Excelente capacidad de empuje y un bajo perfil de cruce.

- Elección de diámetros de 1.25 a 5 mm y de 15 a 200 mm de longitud
- Longitudes de trabajo de catéter de 150 cm
- Mayor revascularización distal


BENEFICIOS DE SLEEK™ OTW:

- Excelente capacidad de empuje con un bajo perfil de cruce que facilita el tratamiento de las lesiones infrapoplíteas más alejadas y exigentes¹
- Ofrece el más amplio catálogo, para el tratamiento de pacientes con isquemia crítica de las extremidades, más fácilmente y con menos dilataciones




Amplia cartera de tamaños, incluida la longitud de 280 mm

Excelente Capacidad de Empuje para Mayor Revascularización Distal¹



Bajo Perfil Cruzado para Lesiones más Reducidas¹



1. Datos propiedad de Cordis .


SLEEK™ OTW

Catéter Balón .014"

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de catálogo	Diámetro del Balón (mm)	Longitud del Balón (mm)	Presión de Rotura (RBP)(atm)	Introduccion (F)
4261201X	1.25	15	14	4
4261504X	1.5	40	16	4
4261508X	1.5	80	16	4
4261510X	1.5	100	16	4
4262002X	2	20	16	4
4262004X	2	40	16	4
4262008X	2	80	15	4
4262010X	2	100	15	4
4262012X	2	120	15	4
4262015X	2	150	15	4
4262022X	2	220	15	4
4262028X	2	280	15	4
4262502X	2.5	20	16	4
4262504X	2.5	40	16	4
4262508X	2.5	80	15	4
4262510X	2.5	100	15	4
4262512X	2.5	120	15	4
4262515X	2.5	150	15	4
4262522X	2.5	220	15	4
4262528X	2.5	280	15	4
4263002X	3	20	16	4
4263004X	3	40	16	4
4263008X	3	80	15	4
4263010X	3	100	15	4
4263012X	3	120	15	4

Número de catálogo	Diámetro del Balón (mm)	Longitud del Balón (mm)	Presión de Rotura (RBP)(atm)	Introduccion (F)
4263015X	3	150	15	4
4263022X	3	220	15	4
4263028X	3	280	15	4
4263502X	3.5	20	16	4
4263504X	3.5	40	16	4
4263508X	3.5	80	15	4
4263510X	3.5	100	15	4
4263515X	3.5	150	15	4
4263522X	3.5	220	15	4
4263528X	3.5	280	15	4
4264002X	4	20	16	4
4264004X	4	40	16	4
4264008X	4	80	15	4
4264010X	4	100	15	4
4264015X	4	150	15	4
4264022X	4	220	15	4
4264028X	4	280	15	4
4265002X	5	20	14	4
4265004X	5	40	14	4
4265008X	5	80	13	4
4265010X	5	100	13	4
4265015X	5	150	10	4
4265022X	5	220	10	4
4265028X	5	280	10	4



*Hay dos bandas marcadoras que indican los extremos de la superficie de trabajo en todos los tamaños excepto en el de 1,25 mm por 15 mm y 1,5 mm por 15 mm, donde una sola banda marcadora está centrada en la superficie de trabajo.

Información Importante:

Antes de usar el producto, lea las instrucciones de uso proporcionadas con los dispositivos para las indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de la política de Cordis de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones de productos sin notificación previa. Las marcas registradas de terceros usadas en este documento son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

CORDIS, el LOGO de Cordis, SLEEK son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en EE. UU. y / o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El catéter SLEEK es fabricado por Clear Stream Technologies Limited and distribuido por Cordis.

© 2023 Cordis. Todos los derechos reservados. 100509938-2 03/2023