

# Agujas angiográficas



## Imagen del producto



<b>Descripción del producto</b>	Aguja con diseño de una sola pieza
<b>Aplicaciones</b>	Agujas de inyección para angiografía
<b>Diseño de pared fina</b>	Sí
<b>Longitud (cm)</b>	7, 3, 8
<b>Diámetro externo de la cánula</b>	18, 19, 21 G
<b>Conector luer lock</b>	Sí
<b>Punta pulida</b>	Sí
<b>Pirogénico</b>	No
<b>Látex</b>	Todos los dispositivos médicos fabricados actualmente por Cordis no contienen látex. Sin embargo, los productos pueden entrar en contacto con látex o caucho natural por contacto incidental durante el proceso de fabricación.
<b>Materiales</b>	Acero inoxidable, PP, resina y acrílico

## CÓDIGOS DEL PRODUCTO

	Diámetro externo de la cánula	Guías compatibles	Longitud (cm)	Referencia del producto
	18G	0.038"	7.0	12-004943
	19G	0.032"	3.8	12-004925
	21G	0.021"	3.8	12-004924
<b>Envase</b>	10 unidades en cada caja			
<b>No reesterilizar</b>	Para un solo uso.			
<b>Precauciones de uso</b>	No utilizar si el envase no está íntegro. No utilizar si el embalaje presenta daños.			
<b>Vida útil</b>	2 años			
<b>Fabricante</b>	ArcRoyal Virginia Road, Kells, CO.Meath, Irlanda			
<b>Distribuido por</b>	CORDIS			

### **Exclusivamente para profesionales sanitarios.**

Antes de utilizar este producto, consulte en las instrucciones de uso adjuntas las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento recomendado, advertencias y precauciones. Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Cordis se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.

Cordis y Cordis Logo son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en los EE. UU. y/o en otros países. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2023 Cordis. Todos los derechos reservados. 01/2023