

Cordis[™]

POWERFLEX[™] PRO

Catéter Balón 0.035" PTA

Cruzabilidad avanzada y
versatilidad para tratar casos
rutinarios y desafiantes.



POWERFLEX™ PRO

Catéter Balón 0.035" PTA

ACCESO

- Perfil bajo:
 - » Amplia gama de tamaños compatibles con 5F.
 - » Excelente rastreabilidad y empujabilidad para facilitar el acceso a la lesión.
- Eje resistente a torceduras:
 - » Facilita la empujabilidad al encontrarse con tortuosidades.
 - » Ayuda a evitar demoras en los procedimientos.

CRUZABILIDAD AVANZADA

- Eje distal (30 cm) recubierto de silicona MDX y lumen de la guía para facilitar la entrega y el manejo de la guía sin problemas.
- El material de DURALYN™ combina flexibilidad y resistencia para mejorar la capacidad de cruce y la dilatación de lesiones largas.

VERSATILIDAD

- Inflado del balón con presiones de rotura hasta 18 ATM.
- El material del balón con DURALYN™ proporciona un crecimiento controlado para un tamaño de balón predecible.
- Rápido tiempo de inflado y desinflado para maximizar la eficiencia del procedimiento.
- Los marcadores radiopacos facilitan la colocación del catéter POWERFLEX™ PRO para una dilatación efectiva.



CARACTERÍSTICAS

- Eje de doble luz
- Punta atraumática
- Presión rotura hasta 18 ATM
- Amplia gama de productos
- Hub de una sola pieza
- Recubrimiento MDX interno y externo (30 cm distal)

POWERFLEX™ PRO Catéter Balón PTA está diseñado para dilatar estenosis en las arterias iliaca, femoral, iliofemoral, poplítea, infrapoplítea y renal, para el tratamiento de lesiones obstructivas de fistulas de diálisis arteriovenosas nativas o sintéticas. El dispositivo también está indicado para la posdilatación de stents autoexpandibles y expandibles con balón en la vasculatura periférica.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Embalaje: 1 unidad/Caja

Diámetro del Balón (mm)	Longitud del Balón (mm)	Presión de Rotura (atm)	Introduccion (F)	Longitud del eje (80cm)	Longitud del eje (135cm)
3	20	18	5	4400302S	4400302X
3	40	18	5	4400304S	4400304X
3	60	18	5	4400306S	4400306X
3	80	18	5	4400308S	4400308X
3	100	18	5	4400310S	4400310X
3	120	18	5	4400312S	4400312X
3	150	18	5	4400315S	4400315X
3	220	18	5	4400322S	4400322X
4	20	18	5	4400402S	4400402X
4	40	18	5	4400404S	4400404X
4	60	18	5	4400406S	4400406X
4	80	18	5	4400408S	4400408X
4	100	18	5	4400410S	4400410X
4	120	18	5	4400412S	4400412X

POWERFLEX™ PRO

Catéter Balón 0.035" PTA

Diámetro del Balón (mm)	Longitud del Balón (mm)	Presión de Rotura (atm)	Introduccion (F)	Longitud del eje (80cm)	Longitud del eje (135cm)
4	150	18	5	4400415S	4400415X
4	220	18	5	4400422S	4400422X
5	20	15	5	4400502S	4400502X
5	40	15	5	4400504S	4400504X
5	60	15	5	4400506S	4400506X
5	80	15	5	4400508S	4400508X
5	100	15	5	4400510S	4400510X
5	120	15	5	4400512S	4400512X
5	150	15	5	4400515S	4400515X
5	220	15	5	4400522S	4400522X
6	20	15	5	4400602S	4400602X
6	40	15	5	4400604S	4400604X
6	60	15	5	4400606S	4400606X
6	80	15	5	4400608S	4400608X
6	100	15	5	4400610S	4400610X
6	120	15	5	4400612S	4400612X
6	150	15	5	4400615S	4400615X
6	220	15	5	4400622S	4400622X
7	20	15	5	4400702S	4400702X
7	40	15	5	4400704S	4400704X
7	60	12	5	4400706S	4400706X
7	80	12	5	4400708S	4400708X
7	100	12	6	4400710S	4400710X
8	20	12	5	4400802S	4400802X
8	40	12	5	4400804S	4400804X
8	60	12	5	4400806S	4400806X
8	80	12	5	4400808S	4400808X
8	100	12	5	4400810S	4400810X
9	20	12	6	4400902S	4400902X
9	40	12	6	4400904S	4400904X
9	60	12	6	4400906S	4400906X
9	80	12	7	4400908S	4400908X
9	100	12	7	4400910S	4400910X
10	20	12	6	4401002S	4401002X
10	40	12	6	4401004S	4401004X
10	60	12	7	4401006S	4401006X
10	80	12	7	4401008S	4401008X
10	100	12	7	4401010S	4401010X
12	20	8	7	4401202S	4401202X
12	40	8	7	4401204S	4401204X
12	60	8	7	4401206S	4401206X

Solo para profesionales de la salud.

Información importante: antes de usar, consulte las instrucciones de uso suministradas con este dispositivo para conocer las indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento sugerido, advertencias y precauciones. Como parte de su política de desarrollo continuo de productos, Cordis se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Comuníquese con su representante de Cordis para obtener información adicional sobre la disponibilidad del producto. CORDIS, el LOGOTIPO de Cordis, DURALYN y POWERFLEX son marcas comerciales de Cordis y pueden estar registradas en EE. UU. y/o en otros países.